

MANTENIMIENTO FIB II.

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar: Conectar el equipo a un No-break de 450W. Encender el equipo por el interruptor de encendido/apagado. Navegando en la pantalla de inicio darle “enter”, editamos la fecha y hora y guardamos esta configuración dando “enter”. Insertar el código de la prueba a realizar, y por último checar la temperatura sea la ideal (37 grados Centígrados), en la placa térmica sea la adecuada para comenzar a trabajar nuestras muestras.

Mantenimiento Diario

- Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio. Puede usarse un detergente neutro en un trapo limpio y seco para limpiar la superficie del equipo. Limpieza del canal de lectura con algún hisopo que no despidan partículas e igualmente la placa térmica.
- Verificar la técnica y la viabilidad de los reactivos a utilizar.
- Verificar manualmente la temperatura de la placa térmica y del canal de lectura.
- Tapar el equipo después de usarlo (funda).

Recomendaciones:

- Si no están ocupando el equipo, favor de apagarlo.
- Utilizar controles para validar los resultados emitidos sean fiables.

Mantenimiento Semanal

- Limpiar el interior del canal de lectura con un hisopo y en toda la placa térmica.

Mantenimiento Mensual

- Realizar una limpieza con aire comprimido en el canal de lectura. En caso de que el ventilador presente ruido, realizar una limpieza con aire comprimido colocando un objeto resistente entre las aspas del mismo para evitar que se mueva.

Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65.

www.desego.com

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.
CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64

Procedimiento de Envío

- Apagar el equipo y desconectar el cable toma corriente.
- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, cable toma corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .