

## MANTENIMIENTO AUTOCLAVE

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

### Empezar a trabajar

- Colocar agua destilada al nivel de las pestañas internas.
- Colocar la rejilla.
- Colocar la tapa superior y cerrar las mariposas firmemente con sentido de las manecillas del reloj.
- Conectar de manera directa a la corriente eléctrica.
- Una vez llegando a 130°C la válvula de escape se liberara sacando vapor y a partir de ese momento contar de 15 a 20 min para que se esterilice el material.
- Una vez cumplido el tiempo liberar la válvula de escape para liberar el vapor interno por completo.
- Esperar a que se enfríe y con la ayuda de unos guantes aflojar las mariposas en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar la tapa superior y acceder al material estéril.

### NOTA:

**La autoclave no debe de ser conectada a un regulador o supresor de picos o multicontacto ya que podría llegar a dañarlas.**

**Siempre colocar la autoclave en una superficie plana y resistente al calor.**

### Mantenimiento Diario

- Usar siempre agua destilada, nunca agua de la llave con sales, ya que daña la lámina interna de la autoclave.
- Revisar que no haya formación de sarro o moho.
- Conectar directamente a la corriente eléctrica.

### Mantenimiento Semanal

- Retirar el agua que se coloca dentro de la autoclave para evitar formación de sarro o daño al equipo.

## Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo y el lugar alrededor y abajo del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.

## Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero. Tel 443 3206864 y 65.

## Procedimiento de Envío

- Dejar enfriar destapada la autoclave.
- Retirar el Agua interna y secar con un trapo limpio.
- Colocar la tapa de manera contraria dentro de la autoclave.
- Cerrar las mariposas.
- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del Equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- Enviar el cable toma corriente y envolver la conexión de porcelana con plástico hule burbuja.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .

[www.desego.com](http://www.desego.com)

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.  
CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64