

MANTENIMIENTO CENTRIFUGAS

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar:

- Conectar siempre nuestro equipo a un No Brack 400w o mas.
- Poner siempre la nuestro equipo en un lugar estable y que no genere vibraciones al momento de operar nuestro equipo ya que cabe la posibilidad de dañar otros aparatos eléctricos que o de uso diario en nuestro laboratorio como equipo de cristal que pueda dañarse.
- Encender nuestro equipo y sin ningún tipo de tubo dentro de las camisas poner el equipo a funcionar para verificar que está equilibrado correctamente antes de poner tubos en las camisas.
- Una vez verificado el punto anterior, siempre hay que poner un tubo con el mismo peso del tubo de la muestra exactamente al lado contrario para equilibrar correctamente nuestra centrifuga y así evitar daños a nuestro equipo.

Mantenimiento Diario

- Revisar que no se encuentren tubos rotos dentro de la centrifuga, si están estos hay que retirar las camisas limpiarlas y regresarlas a su lugar original ya que si no se hace esto se puede descompensar la centrifuga y causar vibraciones al momento de trabajar.
- Recordar siempre poner un tubo con el mismo peso que la muestra, al lado contrario donde pongamos nuestro elemento a centrifugar para equilibrar la centrifuga y evitar vibraciones que con el paso del tiempo dañaran el equipo.

Mantenimiento Semanal

- Limpiar las camisas de nuestro equipo de una por una con la ayuda de un trapo húmedo para evitar la formación de polvo al final de la camisa y mantener nuestro equipo en forma para trabajar correctamente.

NOTA

- **Si retiramos las camisas hay que tener el cuidado de volverlas a poner en el mismo lugar de donde las sacamos ya que si no hacemos esto puede llegar a desbalancear nuestra centrifuga, generara ruido y vibraciones a la misma.**

Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo alrededor y abajo del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.

Mantenimiento Anual

El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la coordinación del mantenimiento preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65

Procedimiento de Envío

- Colocar plástico burbuja o alguna protección interna entre las camisas y la tapa para que no tengan movimiento.
- Llenar el formato de envío y colocarlo dentro de la caja del equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- **No enviar el equipo con los siguientes accesorios:** Cable toma corriente. En dado caso de que sea necesario, el especialista se lo indicará.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65.