

MANTENIMIENTO ESTUFA & HORNO

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar:

- Conectar el equipo a un No-Brack mayor a 1000w.
- Enciéndalo, la pantalla se iluminará, el medidor controlador indicará la temperatura
- Programe la temperatura que necesite, comenzará a calentar.
- Tiempo de estabilización 30min

Observaciones:

- Coloque el equipo sobre una superficie lisa
- Colóquelo alejado de la pared u otros equipos alrededor de 20-30 cm.
- Revise exista buena ventilación, poco polvo y la humedad relativa sea menor a 85%.

Mantenimiento Diario

- Limpiar superficie de la placa con alcohol al 70%, o cloro al 10%.
- Mantenga limpio y seco dentro y fuera del lugar de trabajo del equipo.
- No coloque ningún objeto encima del equipo.

Mantenimiento Semanal

- Utilizar una franela húmeda cuando realice la limpieza exterior y asegúrese que se encuentre desconectado.
- Limpiar superficie de la placa con alcohol al 70%, o cloro al 10%.

Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo, alrededor del equipo para evitar acumulaciones de polvo.

www.desego.com

Autopista Morelia-Patzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.

CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64

Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero. Tel 443 3206864 y 65

Procedimiento de Envío

- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del Equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, Teclado, Mouse, Mangueras y Cable toma Corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Patzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterrubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .

www.desego.com

Autopista Morelia-Patzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.

CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64