

kitlab **MANUAL**  
**DE USUARIO**

# Contador

## Digital DC-22



## INSTRUCCIONES:

- El Contador KITLAB debe de ser colocado en una superficie seca y limpia mientras está operando.
- No debe ser expuesto al sol o en un lugar en donde la humedad sea muy alta.
- El Contador KITLAB cuenta con un Microprocesador programable y por lo tanto no deberá ser operado cerca de equipos que emitan microondas, o aquellos que puedan causar interferencia o alteración al programa.
- Conecte el cable a un **regulador de voltaje** con conector de 110Volts / 60htz.
- Encenderlo con el botón (O), oprimiéndolo suavemente.

## CONTEO

- El Contador Electrónico mostrará una pantalla inicial y entonces mostrará en **Total: 000000**
- Usted puede directamente iniciar la cuenta presionando cualquiera de los ocho botones de las celdas. Cada vez que se pulse las teclas se escuchara un “beep” y se registrará el conteo de las células. Al llegar a 100 se escuchará un “beep” más largo.
- En caso de error en el conteo:
  - Presione la tecla DEC y automáticamente se decrementará en uno el conteo.
  - Presione la tecla RST y se borraré todo el conteo. Reiniciando en ceros al contador
- Presione la tecla MODE una vez. Se mostrará el valor individual de la última tecla presionada (último tipo de célula contada). Presionando cada una de las otras teclas usted puede ver el conteo individual de cada una de ellas.
- Presione la tecla MODE una vez más. Ahora usted puede ver el porcentaje individual de cada célula.
- Presione la tecla RESET para reiniciar un nuevo conteo.
- Para realizar o comenzar el conteo de las células oprimir la tecla START. Al final del conteo el Contador Electrónico dará un breve “beep”.

## RELOJ (S\_WT)

- Presione nuevamente la tecla MODE. Entrará al sistema de RELOJ
- Este modo cuenta hasta 999.59 minutos y después reinicia en 0
  
- Para iniciar el conteo de minutos presione la tecla START. Para parar presione la tecla STOP. Si presiona la tecla START nuevamente el reloj seguirá contando desde el último minuto contado, si quiere reiniciar de cero presione RST y después START

## TIMER (TIMR)

- Presione nuevamente la tecla MODE
- El Timer puede ser establecido hasta un máximo de 999.59 minutos
- Para marcar una alarma, use las teclas marcadas con:
  - MINUTE = Minutos
  - HUND = Cientos
  - TENTH = Decimos
  - UNIT = Unitarios
  - SECOND = Segundos
  - TENTH = Décimas
  - UNIT = centésimas
- Para iniciar el conteo presione START
- Al terminar el conteo el equipo enviará un “BEEP” corto
- Mientras corre esta opción puede usar el CONTADOR para realizar otra de sus funciones

## ESPECIFICACIONES

- Modo: CONTEO
  - Display LCD de 6 dígitos
  - Capacidad de conteo: 999999
- Modo: TIMER
  - De 0 a 999.59 minutos
- Modo: RELOJ
  - De 0 a 999.59 minutos
- Alimentación de poder: 110 VAC 50 Hz

## GARANTIA

- Su equipo cuenta con una garantía de un año a partir de la fecha de compra, no intente reparar el equipo si presenta alguna falla, pues será anulada su garantía.
- Haga valida esta garantía con su distribuidor en caso de algún problema con el equipo.