

kitlab **MANUAL**
DE USUARIO

Timer

4 Tiempos TK-4



PRECAUCIONES.

1. No utilice ni almacene este cronómetro en áreas con temperaturas extremas, magnetismo, vibración o impacto.
2. El calor puede reducir la vida media de la batería y provocar un mal funcionamiento. Mantenga el cronómetro lejos de áreas con mucho calor o exposición directa al sol.
3. Nunca utilice el cronómetro en el baño o algún área que sea susceptible de humedad.
4. Nunca intente abrir el cronómetro, esto puede dañar los componentes internos. Comuníquese antes con su distribuidor autorizado para cualquier mantenimiento o reparación.
5. Para limpiar el cronómetro, utilice una franela suave humedecida de agua o detergente neutro y retire toda la suciedad de la superficie. Nunca utilice thinner, alcohol u otras soluciones similares.
6. Recuerde que este cronómetro posee un imán en el clip. Manténgalo lejos de tarjetas de crédito, tarjetas de prepago u otras tarjetas que tengan banda magnética como lo son cintas de audio, diskettes y demás objetos que puedan ser dañados por el magnetismo.
7. Mantenga este manual de operación a la mano para referencias futuras sobre el adecuado uso y manejo del instrumento.

AJUSTE DE HORA.

1. Presione el botón **CLOCK** por 2 segundos hasta que el tiempo empiece a parpadear. Esta es la pantalla de ajuste.
2. Presione el botón **H** para modificar las horas, **M** para los minutos y **S** para los segundos.
3. Después de ajustar la hora, presione **CLOCK** nuevamente para abandonar la pantalla de ajuste.

CÓMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO.

A.- Para empezar la operación del cronómetro.

1. Presione algún botón del cronómetro (T1 a T4) para iniciar con el conteo.

2. Seleccione el tiempo inicial. Presione el botón **H** para modificar las horas, **M** para los minutos y **S** para los segundos.
 - Si deja apretado cualquiera de los botones (**H,M,S**) incrementará su ajuste a máxima velocidad.
 - El tiempo máximo que se puede programar son 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.
 - Presione el botón **CLEAR** para poner en ceros el cronómetro.
3. Presione el botón **ST/SP** para iniciar el conteo.
 - Presionando el botón ST/SP durante el conteo, este se detendrá.
 - Presionando el botón ST/SP nuevamente, el conteo se reiniciará desde el punto en donde fue detenido.
 - el botón **CLEAR** para poner en ceros el cronómetro.

B.- Cronómetros simultáneos.

1. Usted puede tener funcionando hasta 4 conteos diferentes al mismo tiempo. Cuando el cronómetro está realizando algún conteo, en la pantalla parpadea el número del conteo que está realizando (del 1 al 4).

C.- Fin del conteo.

- Cuando termina el conteo, el cronómetro emite un sonido BIP y desplegará el tiempo transcurrido después del tiempo programado.
- La alarma seguirá sonando por un minuto hasta que usted presione el botón **ST/SP**. Cada cronómetro emite un sonido diferente para que lo pueda identificar fácilmente.
- El tiempo transcurrido después del tiempo programado no puede ser mayor a 99 horas 59 minutos y 59 segundos.
- Para detener esta operación deberá presionar el botón **ST/SP**. Si presiona este botón nuevamente se reiniciará el cronómetro al tiempo programado en un inicio.
- Presionando el botón CLEAR pondrá el cronómetro en ceros.

D.- Función de conteo progresivo.

- Cuando el cronómetro este en ceros, presione el botón **ST/SP**, entonces el cronómetro iniciará un conteo progresivo. Si presiona el botón **ST/SP** nuevamente el cronómetro se quedará en pausa. El conteo máximo que podrá realizar el cronómetro es de 99 horas 59 minutos y 59 segundos.

FUENTE DE PODER / BATERIA.

Asegúrese de remover las baterías del cronómetro cuando planea no utilizarlo por mucho tiempo.

A.- AVISO!

Algunos productos contienen baterías pre-instaladas. En estos casos, es insertado un aislador de papel entre la batería y el contacto para evitar el consumo de la misma. Asegúrese de remover el aislador de papel para comenzar a usar el producto.

B. IMPORTANTE!

Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Si en algún caso es ingerida y tragada contacte de inmediato a un médico.

Las baterías no deberán gotear, en caso de presentar líquido limpie el interior de la batería cuidando que este no tenga contacto directo con la piel.

Asegúrese de que el polo positivo (+) y negativo (-) están en la posición correcta al momento de colocar la batería.

Las baterías que vienen incluidas con el cronómetro no son recargables. Nunca trate de recargarlas.

Reemplace las baterías por lo menos una vez al año, aun cuando se encuentren funcionando correctamente.

Un conteo lento indica que la batería está baja. Retire las baterías del cronómetro cuando estos síntomas se presenten y reemplácelas por unas nuevas de inmediato.

Las baterías que vienen incluidas en el cronómetro pueden perder energía durante el transporte o almacenaje.

C. PARA CAMBIAR LAS BATERIAS.

1. Presione la flecha  que apunta hacia las baterías y deslice la cubierta para retirarla.
2. Retire las baterías antiguas y coloque las nuevas.

Tenga cuidado de colocar el polo positivo (+) y negativo (-) en la posición adecuada para que la batería funcione correctamente.
3. Coloque nuevamente la cubierta.

ESPECIFICACIONES.

Precisión a temperatura normal: +- 30 segundos por mes.

Contenido del display: Horas, minutos, segundos, AM/PM, indicadores de cronómetros (T1 a T4).

Cronómetros: 4

Unidad de ajuste: segundos.

Rango de ajuste: 1 segundo por 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Alarma: 1 minuto.

Conteo del tiempo transcurrido después del tiempo programado. (Mostrado en unidades de segundos como máximo de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Temperatura de operación: 0-40°C

Batería: LR44*2

Vida media de la batería: 1 año (con 30 segundos de alarmas por día)