

## Boditech Control Anti-HBs

### USO PREVISTO

Control de Boditech Anti-HBs está destinado a *in vitro* diagnóstico en el control de calidad de Anti-HBs Kit de ensayo.

**Sólo para uso diagnóstico in vitro.**

### INTRODUCCIÓN

El uso de Boditech Anti-HBs Controlar puede ser considerada como una evaluación objetiva de la precisión de Anti-HBs Kits de ensayo y es una parte integral de Buenas Prácticas de Laboratorio. Boditech Anti-HBs Controlar se proporciona en forma liofilizada.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- No pipetear con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requiere normalmente para la manipulación de reactivos de laboratorio.
- Boditech Anti-HBs El control no se debe utilizar después de la fecha de caducidad.
- Boditech Anti-HBs Control está diseñado únicamente para ser proporcionado curvas de calibración específicos de los instrumentos de lectores Boditech y Anti-HBs Kits de ensayo.
- Materiales de origen humano a partir del cual Boditech Anti-HBs El control se deriva se ensayaron a un nivel de donantes para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH 1, VIH 2) de anticuerpos y virus de la hepatitis C (HCV) de anticuerpo, y se encontró que no reactivo. métodos aprobados por la FDA se han utilizado para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una completassurance como a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes debe manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas y debe desecharse como desechos peligrosos.

### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Abierto: tienda refrigerada (2 a + 8 ° C). Una vez reconstituido, estable durante 7 días si se mantiene tapado en el recipiente original y libre de contaminación. Después de su uso, cualquier producto residual debe not ser devuelta al vial original.
- Sin abrir: tienda refrigerada (2 a + 8 ° C).
- Boditech Anti-HBs control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- La contaminación bacteriana de reconstituido Boditech Anti- HBs Controlar provocará una reducción en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, el vial debe ser desechado y un frasco fresco necesita ser reconstituido.

### INSTRUCCIONES DE USO

Boditech Anti-HBs El control se suministra en liofilizado formar.

1. Reconstituir con cuidado cada vial de liofilizado con exactamente 1 ml de agua destilada esterilizada.
2. Cerrar el frasco y dejar reposar durante 30 minutos antes de su uso. contenidos asegurar que se disolvieron completamente girando suavemente.

Evitar la formación de espuma. No sacudir.

Disponer de todos los materiales desechados de acuerdo con las exigencias de las autoridades locales de gestión de residuos.

En el caso de daños en el paquete, póngase en contacto con el **Técnica de Boditech Med Inc.**

**Servicios.**

### materiales suministrados

#### REF CFPO-144

Boditech Anti-HBs Caja de control (2 viales)	
Boditech Anti-HBs Nivel de control 1 (1 ml)	1
Boditech Anti-HBs Nivel de control 2 (1 ml)	1
Instrucciones de uso	1

### CONTROL DE VALOR

Boditech Anti-HBs Control de compuesto de control negativo y control positivo.

Nivel de control	Resultado
Boditech Anti-HBs Control de nivel 1	Negativo

### Interpretación de los resultados

El resultado de la prueba de la 'Boditech Anti-HBs Control' debe estar de acuerdo con el resultado esperado. Si los resultados de la prueba están fuera del resultado esperado, repita la prueba.

Indicación para el resultado de la prueba equivocada

- Los errores en la manera que la prueba se lleva a cabo.
- El uso de Boditech demasiado frío o demasiado caliente Anti-HBs doontrol.
- El uso de Boditech vencida o contaminada Anti-HBs Controlar.
- Los errores en AFIAS Anti-HBs o ichroma™ Anti-HBs.
- Los errores de AFIAS Reader (AFIAS-1, AFIAS-6) o ichroma™ II.

Para la asistencia técnica

**Servicios Técnicos de Boditech Med Inc. a**

Tel: +82 (33) 243-1400

Email:sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398

República de Corea

Tel: +82 -33-243-1400 / Fax: +82 -33-243-9373

www.boditech.co.kr



**obelis sa**

Bd. Général Wahis 53,

1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

E-Mail: mail@obelis.net

