

Boditech Control Anti-HCV

USO PREVISTO

Boditech Anti-HCV de control está destinado a *in vitro* diagnóstico en el control de calidad de Anti-HCV Kit de ensayo.

Sólo para uso diagnóstico in vitro.

INTRODUCCIÓN

El uso de Boditech Anti-HCV de control puede ser considerada como una evaluación objetiva de la precisión de anti-VHC Ensayo Kits y es una parte integral de Buenas Prácticas de Laboratorio. Boditech Anti-HCV de control se proporciona en forma liofilizada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- No pipetear con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requiere normalmente para la manipulación de reactivos de laboratorio.
- Boditech Anti-HCV de control no debe ser utilizado más allá de la fecha de caducidad.
- Boditech Control de Anti-HCV está diseñado únicamente para ser proporcionado curvas de calibración específicos de los instrumentos de lectores Boditech y Anti-HCV Ensayo Kits.
- materiales de origen humano a partir de los que se deriva Boditech Anti-HCV de control se ensayaron a un nivel de donantes para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH 1, VIH 2) anticuerpo y Hepatitis B Antígeno de Superficie (HBsAg), y se encontró que no reactivo. métodos aprobados por la FDA se han utilizado para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una completa assurance como a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes debe manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas y debe desecharse como desechos peligrosos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Abierto: tienda refrigerada (2 a + 8 ° C). Una vez reconstituido, estable durante 14 días si se mantiene tapado en el recipiente original y libre de contaminación. Después de su uso, cualquier producto residual debe not ser devuelta al vial original.
- Sin abrir: tienda refrigerada (2 a + 8 ° C).
- Boditech Anti-HCV control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- La contaminación bacteriana de reconstituido Boditech Anti-HCV Control provocará una reducción en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, el vial debe ser desechado y un frasco fresco necesita ser reconstituido.

INSTRUCCIONES DE USO

Boditech Anti-HCV El control se suministra en liofilizado formar.

1. reconstituir con cuidado cada vial de liofilizado con exactamente 1 ml de agua destilada esterilizada.
2. Cerrar el frasco y dejar reposar durante 30 minutos antes de su uso. contenidos asegurar que se disolvieron completamente girando suavemente.

Evitar la formación de espuma. No sacudir.
Disponer de todos los materiales desechados de acuerdo con las exigencias de las autoridades locales de gestión de residuos.

En el caso de daños en el paquete, póngase en contacto con el **Técnica de Boditech Med Inc.**

Servicios.

materiales suministrados

Ref CFPO-143

Boditech Anti-HCV Caja de control (2 viales)

양식 -GE02-15 (Rdo 0.04)

CONTROL DE VALOR

Boditech Anti-HCV Control de compuesto de control negativo y control positivo.

Nivel de control	Resultado
Boditech Anti-HCV Control de nivel 1	Negativo
Boditech Anti-HCV Control de nivel 2	Positivo

Interpretación de los resultados

El resultado de la prueba de la 'Boditech Anti-HCV Control' debe estar de acuerdo con el resultado esperado. Si los resultados de la prueba están fuera del resultado esperado, repita la prueba.

Indicación para el resultado de la prueba equivocada

- Los errores en la manera que la prueba se lleva a cabo.
- El uso de Boditech demasiado frío o demasiado caliente Anti-HCV doontrol.
- El uso de Boditech vencida o contaminada Anti-HCV Controlar.
- Los errores en AFIAS Anti-HCV o ichroma™ Anti-HCV.
- Los errores de AFIAS Reader (AFIAS-1, AFIAS-6) o ichroma™ II.

Para la asistencia técnica

Servicios Técnicos de Boditech Med Inc. a

Tel: +82 (33) 243-1400

Email:sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398

República de Corea

Tel: +82 -33-243-1400

Fax: +82 -33-243-9373

www.boditech.co.kr

EC REP obelis sa

Bd. Général Wahis 53,

1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

E-Mail: mail@obelis.net

