

Boditech Control CRP

USO PREVISTO

Control de CRP Boditech está destinado a *in vitro* diagnóstico en el control de calidad de la PCR Kit de ensayo. Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.

INTRODUCCIÓN

El uso de Control de CRP Boditech puede ser considerada como una evaluación objetiva de la precisión de la PCR Kits de ensayo y es una parte integral de Buenas Prácticas de Laboratorio. Control de CRP Boditech se proporciona en forma líquida.

COMPONENTES

CRP Boditech control consta de 'BoditechCRP Nivel de control 1', 'Boditech CRP nivel de control 2', 'Instrucciones de uso' y 'Hoja de código de barras'.

- El control contiene el antígeno CRP de valores y suero de caballo
- Cada vial de control embalado en una caja.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.
- No pipetear con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requiere normalmente para la manipulación de reactivos de laboratorio.
- Control de CRP Boditech No se debe utilizar después de la fecha de caducidad.
- Control de CRP Boditech está diseñado exclusivamente para ser proporcionado específicos de los instrumentos curvas de calibración de los lectores y Boditech CRPKits de ensayo.
- materiales de origen humano a partir del cual Control de CRP Boditech se deriva se ensayaron a un nivel de donantes para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH 1, VIH 2), anticuerpo de la hepatitis B antígeno de superficie (HBsAg) y la hepatitis C (VHC), anticuerpo y se encontró que no reactivo. métodos aprobados por la FDA se han utilizado para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede garantizar por completo como a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes deben manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse de los desechos peligrosos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Abierto: tienda refrigerado (+2 y +8 ° C). Una vez reconstituido, estable durante 28 días a (+2 y +8 ° C) si se mantiene tapado en el recipiente original y libre de contaminación. Después de su uso, cualquier producto residual no debe ser devuelto al tubo original.
- Sin abrir: tienda refrigerada (2 a +8 ° C).
- Boditech Control de CRP es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- La contaminación bacteriana de reconstituido Boditech control CRP hará que las reducciones en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, el tubo debe ser desechado y un tubo nuevo necesita ser reconstituido.

INSTRUCCIONES DE USO

Boditech Control de CRP se suministra en forma líquida formar.

1. Mezclar el contenido del tubo antes de cada uso mediante inversión suave varias veces.
2. Siga el procedimiento de acuerdo con las instrucciones de uso suministrado con el kit.

Por favor, consulte los prospectos de los cartuchos de prueba para realizar el procedimiento de prueba detallado.

Disponer de todos los materiales desechados de acuerdo con las exigencias de las autoridades locales de gestión de residuos.

En el caso de daños en el paquete, póngase en contacto con el **Técnica de Boditech Med Inc. Servicios**.

Materiales suministrados

REF CFPO-100

CRP Boditech Caja de control (2 tubos)	1
nivel Boditech Control de CRP 1 (0,5 ml)	1
nivel Boditech control CRP 2 (0,5 ml)	1
Instrucciones de uso	1
Valor de control y hoja de código de barras	1

CONTROL DE CALIDAD

- pruebas de control de calidad son una parte de la buena práctica de pruebas para confirmar los resultados esperados y la validez del ensayo y debe realizarse a intervalos regulares.
- Las pruebas de control deben realizarse inmediatamente después de la apertura de un nuevo lote de prueba para asegurar el rendimiento de la prueba no se altera.
- Calidad pruebas de control también deben realizarse cada vez que hay alguna duda sobre la validez de los resultados de las pruebas.

Para la asistencia técnica

Servicios Técnicos de Boditech Med Inc. a

Tel: +82 (33) 243-1400

Email:sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398

República de Corea

Tel: +82 -33-243-1400 / Fax: +82 -33-243-9373

www.boditech.co.kr



obelis sa

Bd. Général Wahis 53,

1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

Correo electrónico: mail@obelis.net

