

Boditech Control Hormonal

USO PREVISTO

Control de la hormona Boditech está destinado a *in vitro* diagnóstico en el control de calidad de la Hormona Kit de ensayo. Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.

INTRODUCCIÓN

El uso de Control de la hormona Boditech puede ser considerada como una evaluación objetiva de la precisión de la hormona de kits de ensayo y es una parte integral de Buenas Prácticas de Laboratorio. Control de la hormona Boditech se proporciona en forma liofilizada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.
- No pipetear con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requiere normalmente para la manipulación de reactivos de laboratorio.
- Control de la hormona Boditech No se debe utilizar después de la fecha de caducidad.
- Control de la hormona Boditech está diseñado exclusivamente para ser proporcionado específicos de los instrumentos curvas de calibración de los lectores y Boditech Hormona Kits de ensayo.
- Materiales de origen humano a partir del cual Control de la hormona Boditech se deriva se ensayaron a un nivel de donantes para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH 1, VIH 2), anticuerpo de la hepatitis B antígeno de superficie (HBsAg) y la hepatitis C (VHC), anticuerpo y se encontró que no reactivo. métodos aprobados por la FDA se han utilizado para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede garantizar por completo como a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes deben manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse de los desechos peligrosos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Almacenamiento y condición de estabilidad de Boditech control hormonal.

	Temperatura	Fecha de caducidad
sin abrir	+2 y +8 °C	Hasta la fecha de caducidad en la etiqueta.
Abrió (Después de la reconstitución)	+2 y +8 °C	PRL
		TSH
		FSH
		hCG
		LH
		El cortisol
		T4
	-20 a -80 °C	*Progesterona
		La testosterona
		T3
		PRL
		TSH
		FSH
		hCG
-20 a -80 °C	LH	
	El cortisol	
	T4	
	Progesterona	
** La testosterona		
** T3		

- Cerrar la junta Penedès Boditech Hormona Controlar frasco herméticamente después de su uso.
- Una vez que el control de la hormona Boditech se congeló, se debe usar una vez para la prueba, debido a la congelación y descongelación repetida puede resultar en el cambio de valores de prueba.
- Después de su uso, cualquier producto residual no debe ser devuelto al vial original.

desechado y un frasco fresco necesita ser reconstituido.

INSTRUCCIONES DE USO

Boditech control hormonal se suministra en liofilizado formar.

1. reconstituir con cuidado cada vial de liofilizado con exactamente 1 ml de agua destilada esterilizada.
2. Cerrar el frasco y dejar reposar durante 30 minutos antes de su uso. contenidos asegurar que se disolvieron completamente girando suavemente.

Evitar la formación de espuma. No sacudir.

Disponer de todos los materiales desechados de acuerdo con las exigencias de las autoridades locales de gestión de residuos.

En el caso de daños en el paquete, póngase en contacto con el **Técnica de Boditech Med Inc. Servicios**.

Materiales suministrados

REF CFPO-95

Hormona Boditech Caja de control (2 viales)	1
nivel Boditech Control de la hormona 1 (1 ml)	1
nivel Boditech control Hormone 2 (1 ml)	1
Instrucciones de uso	1
Valor de control y hoja de código de barras	1

Para la asistencia técnica

Servicios Técnicos de Boditech Med Inc. a

Tel: +82 (33) 243-1400

Email:sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,
 Chuncheon-si, Gang-won-do, Corea

Tel: +82 -33-243-1400 / Fax: +82 -33-243-9373

www.boditech.co.kr



obelis sa

Bd. Général Wahis 53,
 1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

Correo electrónico: mail@obelis.net

