

Boditech Control Marcador Tumoral

USO PREVISTO

Control de marcador tumoral Boditech está destinado a *in vitro* diagnóstico en el control de calidad de Marcador tumoral Kit de ensayo. **Sólo para uso diagnóstico in vitro.**

INTRODUCCIÓN

El uso de Control de marcador tumoral Boditech puede ser considerada como una evaluación objetiva de la precisión de Marcador tumoral Kits de ensayo y es una parte integral de Buenas Prácticas de Laboratorio. Control de marcador tumoral Boditech se proporciona en forma liofilizada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- No pipetear con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requiere normalmente para la manipulación de reactivos de laboratorio.
- Control de marcador tumoral Boditech No se debe utilizar después de la fecha de caducidad.
- Control de marcador tumoral Boditech está diseñado exclusivamente para ser proporcionado específicos de los instrumentos curvas de calibración de los lectores y Boditech Marcador tumoral Kits de ensayo.
- materiales de origen humano a partir del cual Control de marcador tumoral Boditech se deriva se ensayaron a un nivel de donantes para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH 1, VIH 2), anticuerpo de la hepatitis B antígeno de superficie (HBsAg) y la hepatitis C (VHC), anticuerpo y se encontró que no reactivo. métodos aprobados por la FDA se han utilizado para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede garantizar por completo como a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes deben manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse de los desechos peligrosos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Almacenamiento y estabilidad condición de Boditech Control de marcador de tumor.

analito	sin abrir	
	Temperatura	Fecha de caducidad
PSA	+2 y +8 ° C	Hasta la fecha de caducidad en la etiqueta.
CEA		
AFP		

analito	Abierto (después de la reconstitución)	
	Temperatura	Fecha de caducidad
PSA	+2 y +8 ° C	1 día
	-20 a -80 DO	7 días
CEA *	+2 y +8 ° C	1 día
	-20 a -80 DO	-
AFP	+2 y +8 ° C	7 días
	-20 a -80 DO	14 días

- CEA *: No se congelón estabilidad proporcionada.
- Cerrar la junta Penedès Boditech Control de marcador tumoral frasco herméticamente después de su uso.
- Una vez que el Boditech Marcador tumoral Control se congeló, se debe usar una vez para la prueba, debido a la congelación y descongelación repetida puede resultar en el cambio de valores de prueba.
- Después de su uso, cualquier producto residual no debe ser devuelto al vial original.
- La contaminación bacteriana de reconstituido Boditech Marcador tumoral Control provocará una reducción en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, el vial debe ser desechado y un frasco fresco necesita ser reconstituido.

INSTRUCCIONES DE USO

Boditech Marcador tumoral El control se suministra en liofilizado formar.

1. reconstituir con cuidado cada vial de liofilizado con exactamente 1 ml de agua destilada esterilizada.
2. Cerrar el frasco y dejar reposar durante 30 minutos antes de su uso. contenidos asegurar que se disolvieron completamente girando suavemente.

Evitar la formación de espuma. No sacudir.

Disponer de todos los materiales desechados de acuerdo con las exigencias de las autoridades locales de gestión de residuos.

En el caso de daños en el paquete, póngase en contacto con el **Técnica de Boditech Med Inc. Servicios.**

materiales suministrados

REF CFPO-94

marcador tumoral Boditech Caja de control (2 viales)	
Boditech nivel del marcador del tumor de control 1 (1 ml)	1
Boditech nivel del marcador del tumor de control 2 (1 ml)	1
Instrucciones de uso	1
Valor de control y hoja de código de barras	1

Para la asistencia técnica

Servicios Técnicos de Boditech Med Inc. a

Tel: +82 (33) 243-1400

Email: sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398

República de Corea

Tel: +82 -33-243-1400 / Fax: +82 -33-243-9373

www.boditech.co.kr



obelis sa

Bd. Général Wahis 53,

1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

Correo electrónico: mail@obelis.net

