



Equipo Básico:

Centrífuga 8 tubos SpinPlus SFUGE

Características Generales:

- Electromagnética (No utiliza carbones).
- Capacidad para 8 tubos de 2 a 15 mL.
- Controles de tiempo y velocidad digitales.
- Velocidad variable de 0 a 5000 rpm.
- Sistema de seguridad de apertura
- Peso (con el rotor) : 5.0kg
- Apertura automática de tapa al termino de la centrifugación.
- Diseño ergonomico y moderno de alto impacto.
- Dimensiones (W×D×H) : 35mm×40mm×32mm
- Boton de apertura de emergencia.
- Silenciosa y de centrifugado suave