



Digitalizador DR de Rayos X Atal9

Características Generales

- Es el único digitalizador que cuenta con detector inalámbrico y por cable sin coste adicional.
- Transmisión de datos a alta velocidad (Gigabits, 802.11ac).
- Peso ligero (2.65kg de 17x17 detector).
- Con características especiales como DEA (Detección Automática de exposición) y AP incorporado (punto de acceso).
- De uso fijo o portable (opcional).
- Eficiencia del consumo de energía.
- Cable de conexión HDMI.

- Innovadora capa protectora interior para soportar hasta 200 kg de peso de restricción de la superficie entera y 100 kg para el área central 4cmx4xm.
- Se puede utilizar para todos los sistemas de rayos X.
- Mejores imágenes debido a sus altos niveles de contraste.
- Tiene ajustes de cuadrícula retirables.
- Considerado mucho más rápido que las normas convencionales (11a, 11b, 11n), que reduce la posibilidad de pérdida de imagen después de la adquisición.