



Microscopio Monocular MIC 141

Características Generales:

- Monocular – cabezal inclinado 45 grados, rotatable 360 grados.
- Objetivos Acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x (s, oil).
- Oculares: WF10x.
- Condensador Abbe NA: 1.2 con diafragma de Iris y filtro azul.
- Enfoque de ajuste coaxial fino y grueso con rangos de 10mm.
- Iluminación de lámpara incandescente de 100V / 20W.
- Intensidad de luz ajustable.