



Equipo Básico:

Baño María BK-49

Características Generales:

- Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)
- Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
- Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
- Exactitud: $\pm 1^\circ\text{C}$ para altas temperaturas
- Gradilla metálica y tapa opcionales (No incluidas)
- Control de temperatura (ambiente a 60°C)



Equipo Básico:

Baño María Digital BK-49D

Características Generales:

- Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)
- Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
- Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
- Exactitud: $\pm 1^\circ\text{C}$ para altas temperaturas
- Gradilla metálica y tapa opcionales (No incluidas)
- Control de temperatura (ambiente a 60°C)
- Control digital de temperatura.