

Material de Laboratorio:

# Cámara Makler SEFI



## Características Generales:

- Dispositivo fácil de utilizar para el conteo rápido y preciso de espermatozoides, como la vitalidad y morfología de un espécimen.
- Tamaño de cuadrícula: 1 mm<sup>2</sup>
- Cuadrícula subdividida: 100 cuadros de 0.1 mm<sup>2</sup>
- No se requiere dilución
- Profundidad: 10 micrómetros
- Cubierta Cuadriculada
- Accesorios incluidos:
  - Cepillo de limpieza
  - Limpiador de papel para pelusas
  - Sujetador de cámara