



Refractómetro Portátil:

# RHC-200

## Características Generales:

- Diseñado para realizar mediciones rápidas y precisas de fluidos.
- Cuenta con un mango ergonómico de goma para comodidad de uso.
- Para uso humano o veterinario.
- Ajuste de enfoque.
- Posee una triple escala que lee gravedad específica de la orina, suero total de proteínas y el índice de refracción.
- Utiliza el sistema ATC: Sistema Automático de Compensación de Temperatura.
- Alta precisión y Confiabilidad