



## Equipo Básico:

# Horno de Secado HK-36

## Características Generales:

- Capacidad: cámara interna 35x35x35 cm.
- Dimensiones externas: 67x61x60 cm
- Temperatura máxima: 250°C
- Peso aproximado: 15 kg
- 2 entrepaños.



## Equipo Básico:

# Incinerador de Aguja ND-55

## Características Generales:

- Destruya cualquier amenaza de HIV o hepatitis B, frente al mismo paciente, dando así una mayor confianza de que el material usado es totalmente desechable y minimizando riesgos al máximo.
- Alcanza más de 1000 grados C.
- Contiene cortador de puntas para lograr un CERO contacto con el material.
- Incinera en segundos.
- Cubierta plástica.