



Microscopios:

# Binocular MIC-990

## Características Generales:

- Aumento de: 40X~1000X.
- Oculares: WF10X, FOV=20mm.
- Distancia Interpupilar: 50~75mm, ajuste dioptrico.
- 5 objetivos Planacromáticos al Infinito: 4x, 10x, 20x, 40x(s,oil), 100x(s,oil).
- Platina Mecanica: con pinza de 190x140mm removible.
- Area de Movimiento 78(X)x55(Y)mm con control de platina derecho; con ajuste de 0.1mm.
- Condensador tipo Abbe N.A.=1.25 con Diafragma de Iris.
- Enfoque con Perilla Coaxial Grueso/Fino.
- Revolver quintuple con tope tipo click.
- Mecanismo de revolver con balines metalicos múltiple.
- Sistema de Iluminación Iluminación LED
- Ajuste de brillo y Diafragma de Campo.
- Alimentación de Poder: tipo universal 85V~265V.
- Accesorios incluidos:
  - Iluminación LED
  - Fusible BGX 1-20(0.5A) instalado.
  - Filtro Azul.
  - Funda Protectora.
  - Manual de Operación.
  - Aceite de Inmersión.