



Equipo Básico:

Timer de 4 tiempos TK-4

Características Generales:

- Timer con capacidad de 4 tiempo.
- Cronómetro con 4 funciones de tiempos simultáneos.
- Función de stop/reset.
- Función de cronómetro independiente con segundero.
- 2 alarmas programables.
- Cuenta con imán en la base.



Banco de Sangre:

Mezclador de Tubos BM-15

Características Generales:

- Plataforma de mezclado tipo Cama de material de goma
- Sistema con movimiento arriba-abajo
- Capacidad para 15 tubos (15ml c/u)
- Mezclado continuo
- Ángulo de plataforma de 1-48 grados
- Velocidad de operación de 24 rpm
- Switch de encendido/apagado
- Uso óptimo de su espacio: ocupa solo un área de 35x14 cm.
- Opera a 120V/60Hz.