



Banco de sangre:

Mezclador de tubos BM-15

Características Generales:

Plataforma de mezclado tipo cama
de material de goma.

Sistema de movimiento arriba-abajo.

Capacidad para 15 tubos de hasta 15 ml.

Mezclado continuo.

Cuerpo metálico.

Ángulo de plataforma de 1-48 grados.

Velocidad de operación de 24 rpm.

Switch de encendido/apagado.

Uso óptimo de su espacio: ocupa un área
de 35x14 cm.

Trabaja a 120V/60Hz.