



## Equipo Básico:

# Agitador Vortex VM-3

## Características Generales:

- Para un tubo.
- Diseño compacto de alta durabilidad.
- Control de Velocidad: hasta 3000 rpm.
- Entrada standar para diversos tipos de tubo.
- Contenedor de silicon vibratorio
- Mezclado continuo y de contacto
- Indicador de encendido



## Equipo Básico:

# Agitador de Pipetas PSK-6

## Características Generales:

- Capacidad: 6 pipetas.
- Mezclado continuo o mezclado por tiempo (0 a 15 minutos).
- Contenedor de pipetas de Acero Inoxidable.
- Indicador de encendido.
- Diseño de Alta Duración.