



Equipo Básico:

Autoclave Eléctrica AE-22

Características Generales:

- Capacidad: 22 lts.
- Valvulas de seguridad d al: puede usar su propio sistema el ctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
- Capacidad del cilindro: 28cm. de di metro, 26 cm. de profundo
- Presi n de operaci n: 0.14 - .165MPa
- Temperatura de operaci n: 125.5 C
- Alimentaci n de poder: 120V / 60 Htz
- Resistencia el ctrica de: 1500 Watts
- Indicador de presi n: indica las presiones y temperatura dentro del autoclave
- Valvula de Seguridad: controla la presi n dentro del autoclave, cuando la presi n excede de lo necesario autom ticamente se abre para dejar escapar la presi n
- Valvula de operaci n: sirve para extraer el vapor
- Cilindro: contenedor para colocar el material a esterilizar
- Acero recubierto