



Equipo Básico:

## Autoclave Eléctrica AE-22

### Características Generales:

- Capacidad: 22 lts.
- Valvulas de seguridad dual: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
- Capacidad del cilindro: 28cm. de diámetro, 26 cm. de profundo
- Presión de operación: 0.14 - .165MPa
- Temperatura de operación: 125.5 C
- Alimentación de poder: 120V / 60 Htz
- Resistencia eléctrica de: 1500 Watts
- Indicador de presión: indica las presiones y temperatura dentro del autoclave
- Valvula de Seguridad: controla la presión dentro del autoclave, cuando la presión excede de lo necesario automáticamente se abre para dejar escapar la presión
- Valvula de operación: sirve para extraer el vapor
- Cilindro: contenedor para colocar el material a esterilizar
- Acero recubierto