



Equipo Básico:

Balanza Digital 303D

Características Generales:

- Capacidad:
Máxima: 3000 g
Mínima: 20 g
- Plato de acero inoxidable: 13.5 x 13 cms
- Sensibilidad: 0.1 g
- Diseño mejorado



Equipo Básico:

Balanza de Precisión Digital 21A

Características Generales:

- Precisión: 0.001g
- Rango de Peso: 0 - 500 g
- Calibración manual: 500 g
- Desviación estándar de repetitividad:
+ - 0.0001 g
- Error lineal: + - 0.0002 g
- Tiempo de estabilidad: mayor o igual a 6 seg
- Tiempo de Integración: 2/4/8 seg
- Dimensiones: 360x217x345 mm
- Dimensión del plato: 110 mm
- Peso neto: 6.8kg