



Microbiología:

Campana de Flujo Laminar

# FK-1S

## Características Generales:

- Ventilación vertical.
- El área de trabajo cerrada previene del aire externo y gases peligrosos.
- Cantidad de aire ajustable y sistema de ventilador.
- Interruptor para regular el voltaje y la cantidad de aire en el área de trabajo.
- Mesa de acero inoxidable de alta calidad.
- Pureza:  $100 @ = 0.5 \mu\text{m} (209\text{E})$
- Número de colonias:  $= 0.5 / (F90) \text{mm}$
- Vibración y semipicos:  $= 3 \mu\text{m}$
- Velocidad promedio del aire: 0.3-0.6M/S(Ajustable).
- Iluminación blanca y lámpara UV: 18W×1 20W×1
- Ruido:  $= 62 \text{aB(A)}$
- Máxima disipación de poder: 0.4KW
- Iluminación:  $= 300 \text{LX}$
- HEPA: 820×600×50×1 mm
- Área de trabajo: 880×700×500 mm
- Tamaño externo: 1040×790×1610 mm
- Dimensiones en caja de empaque: 1240×960×1790 mm
- Peso campana: 160 kg
- Peso para envío: 225 kg