

Centrífugas:

24 Tubos CK-24



Características Generales:

- Electromagnética (no utiliza carbones).
- Capacidad para 24 tubos de 2 a 15ml.
- Controles de tiempo y velocidad digitales.
- Velocidad variable 0 a 4000 rpm.
- Sistema de seguridad de apertura.
- Botón de apertura de emergencia.
- Apertura automática de tapa al término de la centrifugación.
- Diseño ergonómico y moderno de alto desempeño.
- Cámara interna de acero inoxidable.
- La Fuerza Centrífuga Relativa varía de 0 a 1700g.