



Centrifugas:

# 6 Tubos CK-650

## Características Generales:

- Electromagnética (no utiliza carbones).
- Capacidad para 6 tubos de 50ml.
- Controles de tiempo y velocidad digitales.
- Velocidad variable 0 a 4000 rpm.
- La Fuerza Centrífuga Relativa varía de 0 a 1700g.
- Timer: de 1 a 99 minutos.
- Sistema de seguridad de apertura.
- Botón de apertura de emergencia.
- Apertura automática de tapa al término de la centrifugación.
- Diseño ergonómico y moderno de alto desempeño.
- Cámara interna de acero inoxidable