



Centrífugas:

6 Tubos v. Fija CK-6F

Características Generales:

- Capacidad: 6 tubos de 2 a 15 ml
- Velocidad fija: 4000 rpm
- Rotor inclinado
- Timer: de 1 a 60 minutos (funcion para centrifugado sin apagado por tiempo)
- Tapa de Seguridad (apagado automatico cuando se abre).
- Silenciosa y de centrifugado suave
- Display Digital
- Max. RCF: 1795 g
- Cubierta ABS Industrial:
mayor vida y fácil de limpiar.