



## Centrífugas:

# 6 Tubos v. Var. CK-6V

## Características Generales:

- Capacidad: 6 tubos de 2 a 15 ml.
- Velocidad: 500 a 4000 rpm.
- Rotor inclinado.
- Timer: de 1 a 60 minutos.
- Tapa de Seguridad  
(apagado automático cuando se abre).
- Silenciosa y de centrifugado suave.
- Display Digital.
- Max. RCF: 1790 g.
- Cubierta ABS Industrial: mayor vida y fácil de limpiar.
- Memoria de última operación.