



Centrífugas:

Centrífuga Hematocrito

CHK-24

Características Generales:

- Rotor Metalico de 24 tubos capilares con tapa de seguro metalica.
- Velocidad de 12000 RPM.
- Temporizador de 5 minutos con campana de aviso al término del ciclo.
- Motor AC con escobillas (carbones) enfriado por aire.
- Construcción de metal ofrece años de uso
- Acabado resistente de limpieza fácil.
- Dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa.
- Luz de encendido.
- Freno eléctrico.
- Alimentación eléctrica de 115V/60H.