



Microscopios:

Cabezal Doble MIC-880D

Características Generales:

- Oculares:WF10X.
- Objetivos Acromaticos: 4X, 10X, 40X(s), 100X(s, oil).
- Platina: sujetadores mecanicos en platina, 155x145mm/80x50mm.
- Condensador: Abbe NA=1.25 con diafragma de iris y filtro.
- Iluminación Kohler: 6V-20W, lámpara de halógeno, Intensidad ajustable.
- Enfoque: enfoque fino y grueso, rango de enfoque de 30mm.