



## Equipo Básico:

# Mezclador de 9 tubos BM-11

## Características Generales:

- Cama para 9 tubos (15ml c/u).
- Sistema de rodillos con movimiento arriba-abajo y de rotación de muestras que aseguran la mejor calidad en mezclado.
- Mezclado continuo.



## Equipo Básico:

# Mezclador de 12 tubos BM-22

## Características Generales:

- Cama para 12 tubos (15ml c/u).
- Sistema de rodillos con movimiento arriba-abajo y de rotación de muestras que aseguran la mejor calidad en mezclado.
- Mezclado continuo.