



Banco de Sangre:

Monitor de Sangre

BCM-10

Características Generales:

- Mezclador Dosificador para Banco de sangre
- Convierte automáticamente el peso (g) a volumen (ml) o viceversa.
- Selector para lectura de la unidad en volumen (ml) o peso (g).
- Memoriza el volumen a coleccionar.
- Tara automática de la bolsa ajustando a 0 g o 0 mL.
- Programa el flujo de drenado.
- Rango de flujo, mínimo 20 ml/min., máximo 180 ml/min.
- Monitorea y muestra el flujo de drenado.
- Se activa alarma audible si el flujo se sale del rango programado.
- Cierre automático interrumpiendo el flujo sanguíneo al recolectar el volumen programado.
- Función de pausa para un paro temporal del flujo sanguíneo de recolección.
- Muestra en tiempo real el volumen (ml.) o peso (g) recolectado.
- Muestra el tiempo total usado en la recolección de sangre.