



Micropipetas:

Pro de Volumen FIJO

Características Generales:

Mango de Thermo-Plástico Elastomer | Mínima fatiga de manos y dedos | Reducción de stress en pulgar | Mínima transferencia de calor del cuerpo a la pipeta, lo que permite una alta precisión inclusive en uso continuo | Codificaciones por color para fácil identificación de volúmenes | Calibración a través de EN ISO 8655 | Reporte de calibración individual | Punta cónica autoclavable.

Volumenes disponibles: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 uL.

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ KITLAB Jr 5ul.
Junior Volumen Fijo 5ul.
Modelo: KPJR-5 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 5ul.
Volumen Fijo 5ul.
Modelo: KPF-5 | <ul style="list-style-type: none"> ■ KITLAB Jr 10ul.
Junior Volumen Fijo 10ul.
Modelo: KPJR-10 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 20ul.
Pipeta Volumen Fijo 20ul
Modelo: KPF-20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 25ul.
Pipeta Volumen Fijo 25ul
Modelo: KPF-25 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 50ul.
Volumen Fijo 50ul.
Modelo: KPF-50PRO V. FIJO 100ul. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 100ul
Volumen Fijo 100ul.
Modelo: KPF-100 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 200ul
Volumen Fijo 200ul.
Modelo: KPF-200. | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 500ul.
Volumen Fijo 500ul.
Modelo: KPF-500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 1000ul.
Volumen Fijo 1000ul.
Modelo: KPF-1000 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PRO V. FIJO 5000ul.
Volumen Fijo 5000ul.
Modelo: KPF-5M | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ RFV V. FIJO 20ul.
Volumen Fijo 20ul.
Modelo:RFV-20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ RFV V. FIJO 25ul.
Volumen Fijo 25ul.
Modelo: RFV-25 | <ul style="list-style-type: none"> ■ RFV V. FIJO 50ul.
Volumen Fijo 50ul.
Modelo:RFV-50 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ RFV V. FIJO 250ul.
Volumen Fijo 250ul.
Modelo: RFV-250 | <ul style="list-style-type: none"> ■ RFV V. FIJO 5000ul.
Volumen Fijo 5000ul.
Modelo: FA-500 | |