



**Banco de Sangre:**

Rotor de Bolsas de Sangre

# RBK-24

## Características Generales:

- Mantiene los paquetes en estado óptimo
- Diseño de alta duración
- Canasta de acero inoxidable con sistema de rotación de 360°
- Capacidad de 1 hasta 24 paquetes
- Velocidad máxima de giro: 6 rpm
- Control analógico de velocidad
- Cuenta con Tacómetro para lectura de velocidad de giro
- Switch de encendido/apagado
- Uso óptimo de su espacio: ocupa solo un área de 53x36 cm.
- Opera a 120V/60Hz.