



Equipo Básico:

Rotor de Placas RK-23

Características Generales:

- Velocidad Variable de 0 a 240 rpm
- Modos de trabajo: continuo o timer
- Control de tiempo de 0 a 30 min.
- Diámetro orbital de giro: 20 cm
- Medidas: 26x29.5x14 cm
- Plataforma 23x32 cm
- Switch de encendido/apagado
- Control analógico de velocidad y tiempo



Banco de Sangre:

Rotor de Placas RK-30

Características Generales:

- Velocidad Variable de 0 a 180 rpm
- Control de tiempo de 0 a 120 min.
- Medidas: 30x30x15 cm
- Plataforma 30x30 cm