



Monitor:

# VETERINARIO M8

## Características Generales:

- Pantalla a color SVGA 12.1"
- Resolución: 800 x 600 pixeles
- Despliega hasta 9 waveforms
- Revisión de waveform completa de 720 minutos
- Revisión de alarma: 200 eventos
- Alarma: alarma de 3 niveles audibles y visuales
- Interfasable con Sistema de Monitoreo Central
- Idiomas: Ingles, español y 14 idiomas mas.
- Trabaja con Conexión AC o Bateria interna
- Velocidad de barrido: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Con Bateria hasta 60 minutos
- Tiempo máximo de registro de gráficas y tablas de datos: 720 hrs
- Parámetros: ECG, RESP, NIBP, SpO2, TEMP