



### Equipo Básico:

# Manta Calentamiento con Agitador M-500ad

## Características Generales:

- Material de alta calidad permitiendo un calentamiento uniforme en la zona de contacto, evitando uso de flama
- Alta velocidad de calentamiento
- Capacidad: frascos de 500ml
- Control de temperatura digital
- Sistema de agitación magnética
- Rango de velocidad de agitación 0 a 1400rpm
- Rango de Temperatura: 0-450°C
- Poder de Calentamiento: 250w
- Voltaje: 110V/60Hz