



Microscopio:

Mocular

MIC-141

## Características Generales:

- Monocular – Cabezal Inclinado 45 grados – Rotable 360 grados
- Objetivos Acromaticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, oil)
- Oculares: WF10x
- Condensador Abbe NA=1.2 con diafragma de Iris y Filtro Azul
- Enfoque de ajuste coaxial fino y grueso con rangos de 10mm
- Iluminación de lámpara incandescente de 100V/20W
- Intensidad de luz ajustable