



Microscopio:

Trinocular

MIC-440T

Características Generales:

- Cabezal Trinocular
- Objetivos Acromaticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, oil)
- Oculares: WF10x
- Revolver: cuadruple
- Platina: 125x120mm / 70x30 mm
- Rango de enfoque: 20mm intervalo de enfoque: 0,002mm
- Iluminación: 6V/20W lámpara de halógeno
- Condensador (NA=1.25), iluminación ajustable
- AC input 110V, DC output 6V