



Pantalla:

# Microscopio ScopePad

## Características Generales:

- Pantalla digital de alta definición para análisis de imágenes microscópicas
- Compatible con microscopio monocular, binocular o trinocular con entrada de orificio de 23mm
- Display de 7 pulgadas touchscreen
- Resolución máxima: 5 Megapíxeles (2592\*1936)
- Sensor óptico: CMS de 1/2.5 pulgadas
- Ajuste de balance de blancos, ganancia, velocidad de toma de fotografía, tamaño de marco, exposición
- Sistema Operativo: Android 2.3
- Capacidad de almacenamiento: 4GB, con opción de incrementar a 32GB con tarjeta Micro SD.
- Formato de almacenamiento de imágenes: JGP, GIF, BMP, PNG
- Almacenamiento de videos
- Batería de Litio recargable
- Wi-fi y bluetooth integrado
- Idioma: Español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés, entre otros
- Cable USB