



Analizador:

# Orina UriPLUS

## Características Generales

- Diseño compacto
- Fuente fría de luz con alta luminosidad, larga vida media
- Pantalla LCD de 5 pulgadas
- Función almacenaje automático que graba continuamente la información
- Memoria para más de 1000 resultados
- Impresora térmica integrada
- Puerto serial RS-232 para interfase con computadora
- Diseño de fácil acceso para mantenimiento diario
- Alta sensibilidad y reproducibilidad
- 11 parámetros por prueba: Leucocitos, Bilirrubina, Sangre Oculta, Urobilinógeno, Cetona, Glucosa, Proteínas, PH, Nitrito, Proporción, Vitamina C