

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Método colorimétrico	LED de longitud de onda de 340 nm ~ 940 nm
Perfiles de prueba	Paneles
Tiempo de medición	Hasta 15 pruebas en 15 min
Tipo y volumen de muestra	200 µL de sangre total, plasma o suero
Calidad Control	Función de autocalibración/función de control de calidad interno para cada panel de reactivos
Capacidad de memoria	Hasta 50.000 resultados de pacientes con sus respectivos datos de control de calidad
Interfaz de usuario	Pantalla táctil LCD a color de 5 pulgadas
Impresora	Impresora térmica incorporada o impresora USB externa (PCL3 GUI, PCL6)
Entrada USB	USB tipo A (Host) para impresora USB externa, unidad flash USB (FAT)
Transmisión de datos a PC	Puerto serie RS232 o RJ45 (LAN)
Dimensiones	233 (ancho) x 285 (profundidad) x 300 (alto) mm
Peso	5,5 kilos
Temperatura / Humedad	10 a 32°C / 5 a 95 %

skyla HB1

ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA POC
ELEGIDO COMO EXCELENTE GUARDIÁN DE LA SALUD



desego.com
443 233 0303
ventas@desego.com
Fuente de la Rana #58,
Col. Fuentes de Morelia.
CP. 58080 Morelia, Michoacán



skyla[®] HB1

ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA POC

El analizador de química clínica skyla HB1, junto con su serie de discos reactivos HB1, ofrece un método rápido, fácil y preciso para medir diversas bioquímicas y parámetros de electrolitos en sangre total plasma o suero.



Características

Micromuestra
y resultado rápido

Control Interno de Calidad (IQC)
IQC con autocalibración del sistema óptico
y función de alertas de interferencias

Conectivo HIS/LIS
con gran memoria

Fácil de llevar
5,5 kg

Pasos simples

1
Inyectar muestra

2
Presione "Aceptar" para comenzar

3
Obtener resultado

Artículos disponibles

(# Calculado)

FUNCIÓN RENAL	BUN, CREA, eGFR [#] , UREA [#]
FUNCIÓN HEPÁTICA	ALB, ALP, ALT, AST, DBIL,GGT, LDH,TBIL,TP, A/G [#] , GLOB [#] , IBIL [#]
METABOLISMO DE LÍPIDOS	HDL, TC, TG, LDL [#] , NHDL [#] , TC/HDL [#] , VLDL [#]
MARCADORES DE PANCREATITIS	AMY, LIPA
METABOLISMO Y OTROS	CPK, GLU, UA
MARCADORES INFLAMATORIOS	CRP
ELECTROLITOS	Ca, Cl, K, Na, PHOS

Perfiles de Prueba

	Bioquímica General	Bioquímica Básica	Panel de Emergencias	Panel de Emergencias	Panel de Emergencias III	Panel de emergencia II L	Lípido	Metabólico	Cardiovascular	Urgencia	Higado	Renal	Enfoque del hígado	Enfoque renal
ALB	ALB	ALB				ALB		ALB			ALB	ALB		
ALP(ALKP)	ALP										ALP			
ALT(GPT)	ALT	ALT	ALT	ALT	ALT			ALT		ALT	ALT			ALT
AMY			AMY	AMY	AMY									AMY
AST(GOT)	AST		AST	AST	AST			AST		AST	AST			AST
BUN(UREA)	BUN	BUN	BUN	BUN	BUN			BUN		BUN		BUN		BUN
Ca			Ca					Ca		Ca		Ca		
Cl			Cl					Cl				Cl		
CPK(CK)			CPK									CPK		
CREA(CRE)	CREA	CREA	CREA	CREA	CREA			CREA	CREA	CREA		CREA	CREA	CREA
CRP				CRP	CRP					CRP				
DBIL											DBIL			
GGT(γ-GT)	GGT			GGT	GGT				GGT		GGT			
GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU	GLU		
HDL						HDL			HDL					
K			K	K			K	K	K			K		K
LDH										LDH				
LIPA			LIPA	LIPA	LIPA								LIPA	
Na			Na	Na				Na	Na	Na		Na		Na
PHOS			PHOS					PHOS				PHOS		
TBIL	TBIL			TBIL	TBIL					TBIL	TBIL			
TC(CHOL)	TC					TC			TC					
TG(TRIG)						TG			TG					
TP	TP	TP						TP		TP	TP			TP
UA	UA	UA						UA						UA
A/G [#]	A/G [#]	A/G [#]						A/G [#]			A/G [#]			
eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]			eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]		eGFR [#]	eGFR [#]	eGFR [#]
GLOB [#]	GLOB [#]	GLOB [#]						GLOB [#]			GLOB [#]			
IBIL [#]											IBIL [#]			
LDL [#]						LDL [#]			LDL [#]					
NHDL [#]						NHDL [#]			NHDL [#]					
TC/HDL [#]						TC/HDL [#]			TC/HDL [#]					
VLDL [#]						VLDL [#]			VLDL [#]					

Los perfiles de prueba están sujetos a cambios sin previo aviso. (# Calculado)