



Equipo básico

Centrifuga M Mini Vel fija

MFUGE

Características Generales:

- Super bajo ruido en funcionamiento: utilizar el motor especial patentado, a menos de 47 dB, no supere el 49dB.
- Velocidad: 7,200rpm ($\pm 20\%$)
- Bajas vibraciones: amortiguador bien diseñado con muy baja vibración.
- Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
- Se detiene rápidamente: dos maneras para detener, parada libre no más de 15 segundos, el tiempo de frenado cubierta debe ser sólo 3 segundos.
- Rotación Espacial de 360 ° forma de arco: sin ninguna esquina. bajo rozamiento con resistencia, con baja temperatura aumenta
- Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
- Control de velocidad: Automático/velocidad constante
- Tiempo de desaceleración: La tapa cerrada: en menos de 15 segundos, La tapa abierta: dentro de los 3 segundos.
- Tiempo de aceleración: Alcanzar el 90% de velocidad nominal en 5 segundos
- Gran fuerza centrífuga: El Max RCF 3200G
- La filtración y función de regulación de voltaje: hace que la centrifuga tenga un buen funcionamiento, menor rotación de deferencia.