



Equipo básico

Centrifuga Mini Var

MFUGEv

Características Generales:

- Rotor de diseño simple para su remplazo sin requerir herramientas
- Sin esquinas en diseño interno previene resistencias y altos incrementos de temperatura.
- Velocidad variable de: 4,000rpm-7,200rpm.
- Pequeño tamaño, gran capacidad: La capacidad de producción es mayor que el de otros productos iguales, la mayor capacidad puede ser de 2ml8
- Control de velocidad: Automático/velocidad constante
- Super bajo ruido en funcionamiento: utilizar el motor especial patentado, a menos de 47 dB, no supere el 49dB.
- Bajas vibraciones: amortiguador bien diseñado con muy baja vibración.
- Se detiene rápidamente: dos maneras para detener, parada libre no más de 15 segundos, el tiempo de frenado cubierta debe ser sólo 3 segundos.
- La filtración y función de regulación de voltaje: hace que la centrifuga tenga un buen funcionamiento, menor rotación de deferencia.
- Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
- Tiempo de aceleración: Alcanzar el 90% de velocidad nominal en 5 segundos
- Rotor: 8011154-2