



Equipo Básico:

Autoclave Electrica

AE+

Características Generales:

- Capacidad: 18 lts.
- Valvulas de seguridad dúal: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
- Potencia del tubo de calefacción eléctrica: 2KW
- Alimentación de poder: 220V/50Hz
- Presión de operación: 0.142~0.165MPa
- Indicador de presión: indica las presiones y temperatura dentro del autoclave
- Valvula de Seguridad: controla la presión dentro del autoclave, cuando la presión excede de lo necesario automáticamente se abre para dejar escapar la presión
- Aluminio reforzado
- Cilindro: contenedor para colocar el material a esterilizar