



Limpiador Dental con Luz S5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Brazo con luz LED.
- Brazo desmontable de aluminio L3, autoclavable.
- Perilla de energía a gran escala.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- Cable de silicona de larga vida útil.
- Entrada: 100 – 240V ~ 50/60Hz 0.7A – 0.4A.
- Potencia de salida: 3W ~ 20W.
- Presión del agua: 0.1 MPa ~ 0.5MPa (1bar ~ 5bar).
- Peso de la unidad principal: 0.55kg.
- Peso del adaptador: 0.34kg.