



# Horno Secado HK-25

## Características Generales:

- Resistente a la corrosión en frío.
- Acero laminado en frío.
- Cámara interior de acero inoxidable.
- Puerta con junta de goma de silicona resistente a altas temperaturas.
- Visualización digital de la temperatura en el interior.
- Pulverización electrostática exterior.
- Fluctuación de temperatura:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Variación de temperatura:  $\text{RT} + 10 \sim 300^{\circ}\text{C}$
- Temperatura oscila:  $5 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ;
- Potencia: 110V
- Potencia de calentamiento: 0,6
- Frecuencia: 60Hz
- Tamaño de cámara interna: 260x260x260 mm.
- Voltaje: 110V / 60Hz
- Humedad: -85%