



# Centrifuga HPlus

## Características Generales:

- La centrifuga es adecuada para la extracción de productos médicos, banco de sangre, ensayo clínico, suero de sangre, plasma, fluidos corporales y muestras biológicas de laboratorio de biología.
- Confiable sistema de control de accionamiento sinusoidal de infineon, las RPM, RFC.
- Pantalla LCD de 5 pulgadas.
- Material de alta resistencia para máquina y rotor con resistencia a la corrosión
- Fuente de alimentación: AC110V / AC230 50-60 Hz
- Unidad de consumo de energía: 450W
- Máximo RCF: 5150 x g
- Máxima capacidad: 480 ml (15mlx36)
- Máxima velocidad RPM: 300-6000r/min
- Rango de ajuste máximo: 10s
- Rango de ajuste de tiempo: 1s- 9H
- Tiempo de desaceleración máxima: 15s
- Supresión de interferencia: EN61326-1:2003/EN61000-3-2:2006